



Pearson



Q-interactive: Requisitos técnicos

Q-interactive requiere de dos dispositivos iPad® de Apple que utilicen iPadOS 15 o superior y tengan al menos 16 GB de almacenamiento.



Requisitos de los iPads

Familia	Modelo	iPad del examinador		iPad del evaluado	
		Compatible	No compatible	Compatible	No compatible
iPad	iPad 1. ^a a 4. ^a gen		✗		✗
	iPad 5. ^a gen (2017)	✓		✓	
	iPad 6. ^a gen (2018)	✓		✓	
	iPad 7. ^a gen (2019) –10.2" pantalla	✓		✓	
	iPad 8. ^a gen (2020) –10.2" pantalla	✓		✓	
	iPad 9. ^a gen (2021) –10.2" pantalla	✓		✓	
	iPad 10. ^a gen (2022) –10.9" pantalla				
iPad Air	iPad Air 1. ^a gen		✗		✗
	iPad Air 2. ^a gen (**)	✓		✓	
	iPad Air 3. ^a gen (2019) –10.5" pantalla	✓		✓	
	iPad Air 4. ^a gen (2020) –10.9" pantalla	✓		✓	
	iPad Air 5. ^a gen (2022) –10.9" pantalla	✓		✓	



Pearson

Familia	Modelo	iPad del examinador		iPad del evaluado	
		Compatible	No compatible	Compatible	No compatible
iPad Mini	iPad mini 1. ^a a 3. ^a gen		✗		✗
	iPad mini 4. ^a gen (**)	✓			✗ *
	iPad mini 5. ^a gen (2019)	✓			✗ *
	iPad mini 6. ^a gen (2021)	✓			✗ *
iPad Pro	iPad Pro 9.7"	✓		✓	
	iPad Pro 10.5"	✓		✓	
	iPad Pro 11" (1. ^a a 4. ^a gen)	✓		✓	
	iPad Pro 12.9" (1. ^a a 6. ^a gen)	✓		✓	

*No compatible por desconocimiento del posible impacto psicométrico de la presentación de estímulos en una pantalla más pequeña.

** La compatibilidad se retirará en septiembre de 2024.

Requisitos del navegador

- Safari 9 o superior
- Edge
- Google Chrome 38 o superior
- Firefox 27 o superior

Visite: www.pearsonclinical.es

Síganos en Redes Sociales

